

Padronização de Material Médico
Hospital Bom Pastor - FHOMUV

Código PA	Unid	Descrição	Quantidade de amostras	Marcas padronizadas	Marcas reprovadas
1685	FR	1685 - SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO, AUTOCICATRIZANTE C/ SÍTIO LATERAL PARA INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS INERTE ERGOMICO- LIVRE DE PVC - EMBALAGEM: FRASCO RÍGIDO	4	FRESENIUS	FARMA VISION (QUEIXA TÉCNICA) FARMARIM (QUEIXA TÉCNICA)
1688	FR	1688 - SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO AUTOCICATRIZANTE C/ SÍTIO LATERAL PARA INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS INERTE ERGOMICO- LIVRE DE PVC - EMBALAGEM: FRASCO RÍGIDO	4	FRESENIUS	FARMA VISION (QUEIXA TÉCNICA) FARMARIM (QUEIXA TÉCNICA)
1692	FR	1692 - SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML, SISTEMA FECHADO AUTOCICATRIZANTE C/ SÍTIO LATERAL P/ INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS INERTE ERGOMICO LIVRE DE PVC - EMBALAGEM: FRASCO RÍGIDO	4	FRESENIUS	FARMA VISION (QUEIXA TÉCNICA) FARMARIM (QUEIXA TÉCNICA)